


Medicinske i preventivne čarape za vene



Gloria[®]



Zašto čarape za

- Tempo suvremenog života: dugotrajno sjedenje i stajanje neminovno uzrokuju probleme oticanja i bolnih nogu, a u konačnici proširene vene

- Kao preventivno i terapijsko sredstvo kod navedenih tegoba preporuča se nošenje čarapa za vene



- Osnovna karakteristika čarapa za vene njihovo je **kompresivno djelovanje**

- Čarape za vene razlikuju se od "običnih" čarapa po svom sastavu. Prilikom tkanja u čarape za vene ugrađuju se elastični materijali kojima se proizvodi učinak **kompresije**

- **Kompresija** čarapa za vene mjeri se u mmHg u rasponu od 8 mmHg do 50 mmHg

- Granica između tzv. preventivnog i medicinskog djelovanja je kompresija od cca 20 mmHg

vene *Gloria*® ?

- Čarape koje proizvode kompresiju manju od 20 mmHg nazivamo **preventivnim čarapama** *Gloria*®.
- Čarape s kompresijom od 20 do 50 mmHg nazivamo **medicinskim čarapama** GLORIA MED
- Svakodnevnim korištenjem **preventivnih čarapa** za vene eliminiramo tegobe poput oticanja nogu, bola u listovima, osjećaja umornih nogu
- **Medicinske čarape** GLORIA MED služe kao terapijske čarape koje svojim djelovanjem direktno utječu na rad tzv. venske pumpe, odnosno sustava za povrat venske krvi. Kod proširenih vena venska pumpa funkcionira u smanjenom obujmu te dolazi do zastoja venske krvi i oticanja nogu, a upravo to spriječit će nošenje **medicinskih čarapa** GLORIA MED
- Stupanj kompresije medicinskih čarapa GLORIA MED ovisi o individualnom problemu pacijenta i prepisuje ga liječnik
- Čarape za vene *Gloria*® i GLORIA MED neminovnost su suvremenog života.

Preventivne

Elegancija i medicinska

Atraktivne, ugodne čarape i hulahopke sa stupnjevitom kompresijom. Namijenjene su dinamičnim ženama za svaki dan koje medicinski učinak žele spojiti s elegancijom i stilom.

Stupnjevita
kompresija

Dokoljenke:
12 mmHg - 70 den
18 mmHg - 140 den
24 mm Hg

Čarape:
12 mmHg - 70 den

Hulahopke:
8 mmHg - 40 den
12 mmHg - 70 den
18 mmHg - 140 den
24 mm Hg

Veličina: 2-5

Kompresija:
8-12-18-24 mmHg

Boje hulahopki:
castoro
londra
sahara
nero

Boje čarapa:
daino
sahara

Boje dokoljenki:
sahara
nero

Zatvoreni prsti
(bez kompresije)



čarape za vene

kompresija u modernim bojama

LADΨGLORIA

 Nije u programu

Model	Terapijska kompresija	Modeli		
		AD dokoljenke	AG čarape	AT hulahopke
Lady Gloria 8	8 mmHg-40 den			
Lady Gloria 12	12 mmHg-70 den			
Lady Gloria 18	18 mmHg-140 den			
Lady Gloria 24	24 mmHg			

Veličine		Težina (kg)															
		54	57	59	61	64	66	68	70	73	75	77	79	81	84	86	88
Visine (cm)	150																
	152																
	155																
	157																
	160																
	163																
	165																
	168																
	170																
	173																
	175																
	178																
	180																
	182																



Indikacije

8 mmHg:

- preporučuju se kod dugog stajanja i sjedenja
- pomoć kod povratnog venoznog toka
- reguliranje smetnji u cirkulaciji kod trudnoće

12 mmHg:

- pomoćno sredstvo u liječenju proširenih vena
- kod smetnji u cirkulaciji
- posebno kod trudnica

18 mmHg:

- kod patoloških promjena vena
- kod smetnji u krvotoku
- kod otečenih nogu

24 mmHg:

- terapijska kompresija
- težina i osjećaj umora u nogama, bolova vena
- početno proširenje vena u trudnoći
- kod simptoma bolesnih vena kao težina i osjećaj umora u nogama
- kronične venozne insuficijencije
- nakon upale vena, venozne insuficijencije usljed proširenih vena
- nakon ozdravljenja manjeg površinskog čira
- nakon skleroterapije
- kod proširenja vena u trudnoći
- lakše profilakse tromboembolijskog tipa.

Sastav: poliamid/elastin



Preventivne

Preventivne čarape visoke kvalitete, u nekoliko boja i kompresijom od 18-20 mmHg. Njihova elegancija i udobnost omogućuju nošenje u svim prilikama, a kako svojom kompresijom odgovaraju medicinskim dokoljenkama KKL 1 ujedno imaju i terapijsko djelovanje.

Veličina:
3-5

Kompresija:
18-20 mmHg

Boje:
Antracit
i blue



Stupnjevita
kompresija

Zatvoreni prsti
(bez kompresije)


muške dokoljenke

Potpuna ponuda
za dinamičnog muškarca

MAN'S SUPPORT

Postojeći model

AD
dokoljenke



Model

Man's
Support 18

Kompresija

18 - 20 mmHg

Veličina

3

4

5

Broj cipela

41 - 42

43 - 44

45 - 46

Indikacije:

- preventivne dokoljenke preporučuju se kod dugog stajanja, sjedenja ili putovanja
- za umorne i teške noge
- pomoć kod povratnog venoznog toka.

Sastav:

85% poliamid
15% elastin



Antracit



Blue



Pamučne dokoljenke i butnjače ugodno prijanjaju uz kožu. Antialergijske i prozirne čarape preporučuju se i ljudima koji imaju dermatološke probleme. Također su idealne za tople i vlažne uvjete (okružje), starije osobe, te su pogodne za osobe alergične na sintetska vlakna.

Veličina:
S-M-L-XL

Certifikat o
kontroli
kompresije

Boja: beige

Kompresija:
klasa 1 (KKL 1)
18-21 mmHg
i klasa 2 (KKL 2)
25-32 mmHg



prirodna pamučna
vlakna



način tkanja







Otvoreni
prsti

Anatomska i pojačana
elastičnost pete
(bez kompresije)

Medicinske čarape

prirodna pamučna vlakna
ugodna su na koži

GLORIA MED
C o t t o n

Modeli					
AD dokoljenke	AF polubutnjače*	AG butnjače	AGG poluhulahopke*	AT hulahopke*	ATU muški hulahop*
					

* naručuje se isključivo po mjeri

Obujam	S	M	L	XL
točka g	44-50	52-56	58-64	65-72
točka f	41-45,5	47-50	51-56	57-61
točka d	28-32,5	34-37	38,5-45	44-48
točka c	30-34,5	36-39	40,5-45	46-50
točka b	19-22	23-25	26-29	29-31

Klase kompresije:

- kompresija klasa 1 18-21 mmHg
- kompresija klasa 2 25-32 mmHg

Indikacije: - klasa 1 (KKL 1) 18-21 mmHg


- preventivno terapijsko djelovanje
- težina i osjećaj umora u nogama, bolova vena
- početno proširenje vena u trudnoći

- klasa 2 (KKL 2) 25-32 mmHg

- kod simptoma bolesnih vena kao težina i osjećaj umora u nogama
- kronične venozne insuficijencije
- nakon upale vena, venozne insuficijencije usljed proširenih vena
- nakon ozdravljenja manjeg površinskog čira
- nakon skleroterapije
- kod proširenja vena u trudnoći
- lakše profilakse tromboembolijskog tipa.

Sastav:

klasa 1	klasa 2
66% pamuk	66% pamuk
17% poliamid	19% elastin
17% elastin	15% poliamid

MJERE OBUJMA (cm)	MJERE DULJINE (cm)
 Struk _____ Bok _____ Duljina noge _____ A-T _____ A-H _____ A-G _____ A-F _____ A-E _____ A-D _____ A-C _____ A-B' _____ A-B _____ Stopalo a-h _____ Cijelo stopalo _____	g _____ f _____ e _____ d _____ c _____ b' _____ b _____ h _____ a _____



Medicinske butnjače

Jedinstvene karakteristike rastezljivosti

Optimalna rastezljivost prirodnog kaučuka omogućuje stalnu kompresiju tokom dužeg vremenskog perioda. Specijalne pore osiguravaju normalno disanje kože. Cjelokupna ponuda u rasponu brojeva uključujući i mogućnost narudžbe čarapa po mjeri čime se zadovoljavaju potrebe svakog pojedinog pacijenta.

Boja: beige

Certifikat o kontroli kompresije

Kompresija:
Klasa 3 (KKL 3)
36-46 mmHg

Veličina: M-L-XL

Anatomska i
pojačana
elastičnost pete
(bez kompresije)

Otvoreni
prsti



Način tkanja

i dokoljenke

prirodnog kaučuka

GLORIA MED
S t r o n g

Klase kompresije

- kompresija klasa 3 (KKL 3)
36-46 mmHg
Strong 361


Indikacije:

- kod vrlo jakih proširenja vena s tendencijom edema
- uznapredovali stadij venozne insuficijencije kroničnog tipa
- kod povratnih limfnih edema
- nakon lomova
- traumatskih edema
- kod otvorenih rana/čireva

Sastav:

Kompresija klasa 3

44% elastodin
31% poliamid
25% polyester

Modeli			
AD dokoljenke	AF polubutnjače*	AG butnjače	AGG poluhulahopke*
			

* naručuje se isključivo po mjeri

Obujam	M	L	XL
točka g	52-56	58-64	65-72
točka f	47-50	51-56	57-61
točka d	34-37	38,5-45	44-48
točka c	36-39	40,5-45	46-50
točka b	23-25	26-29	29-31




Mjere obujma (cm)

Struk T

Bok H

Lijeva noga

g _____
f _____
e _____
d _____
c _____
b¹ _____
b _____
h _____
a _____



Struk _____

Bok _____


Desna noga

g _____
f _____
e _____
d _____
c _____
b¹ _____
b _____
h _____
a _____

Mjere duljine (cm)

A-T _____
A-H _____
Duljina noge _____
A-G _____
A-F _____
A-E _____
A-D _____
A-C _____
A-B¹ _____
A-B _____
Stopalo a-h _____
Cijelo stopalo _____

Točke mjerenja





Veličina:
S-M-L-XL

Kompresija:
18 mmHg

Peru se i nosive
su puno puta

Stupnjevita
kompresija

Boja: bijela

Gloria[®]

otvoreni
prsti

Čarape protiv embolije

Pravi odgovor za svakog pacijenta

GLORIA MED
Trombosis

Kompletna linija čarapa protiv embolije.

Još udobnije i lake za nošenje zahvaljujući mekanoj tkanini, koja omogućuje normalno disanje kože.

Kompresija:

18 mmHg u zglobu

Sastav:


80% poliamid

20% elastin

Indikacije:


18 mmHg:

- klinički dizajnirane da omogućuju povrat venoznog toka kao prevencija tromboze
- prije, za vrijeme i poslije operacije
- za medicinska stanja koja zahtijevaju produženi boravak u krevetu
- za vrijeme i poslije poroda
- za imobilizirane pacijente koji imaju problema s venama.



* naručuje se isključivo po mjeri

Točke mjerenja



Obujam	S	M	L	XL
točka g	44-50	52-56	58-64	65-72
točka f	41-45,5	47-50	51-56	57-61
točka d	28-32,5	34-37	38,5-45	44-48
točka c	30-34,5	36-39	40,5-45	46-50
točka b	19-22	23-25	26-29	29-31



Ortoze

Extrastrong - pojas

- postoperativni pojas
- pojas za poslije poroda

Za sve slučajeve u kojima je potrebna potpora i kompresija u abdominalnom, bubrežnom i torakalnom pojasu

Sastav:

33% viskoza
23% polyester
23% poliamid
21% guma





Veličina	EXTRASTRONG (obujam struka)
S	70-82
M	83-96
L	97-110
XL	111-125

Lombo Cross - pojas

- Koristi se za imobilizaciju lumbalnog dijela kralježnice
- kod križobolje
- prozračan
- ugodan za nošenje
- metalne opruge koje podržavaju kralježnicu moguće je izvaditi
- monoekstenzivan

Sastav:

- pamuk
- modal
- guma
- acril
- polyester



Obujam struka određuje veličinu

Veličina	LOMBO CROSS (obujam struka)
S	65-74
M	75-84
L	85-94
XL	95-105
XXL	106-117



Hernija



Gaće za ingvinalnu herniju

- Anatomski oblikovane
- obložene mekom pamučnom tkaninom
- poliekstenzivne
- pelote s unutarnje strane pritišću herniju

Indikacije: Prije i poslije operacije ingvinalne hernije

Sastav:

- pamuk
- guma
- acril
- poliester



Obujam struka određuje veličinu

Veličina	Obujam struka
4	86-91
5	92-97
6	98-103
7	104-109
8	110-115



Extrastrong

- prije i poslije operacije trbušne hernije (umbilikalna hernija)

Sastav:

33% viskoza
23% poliester
23% poliamid
21% guma



Veličina	EXTRASTRONG (obujam struka)
S	70-82
M	83-96
L	97-110
XL	111-125





● Kompanija *Gloria*® jedan je od vodećih proizvođača čarapa za vene.

Stalna nastojanja u iznalaženju mogućnosti i rješenja u kompresivnoj terapiji osnovna su preokupacija i bit kompanije

● Najsuvremenija tehnološka rješenja prožeta stogodišnjim (1895.) iskustvom jamstvo su vrhunske kvalitete

● Vrhunska tehnologija ● Stalne inovacije

● Ispunjavanje zahtjeva moderne flebologije

● Kontinuirana sudjelovanja na međunarodnim kongresima, sajmovima, suradnja s liječnicima, istraživačkim institucijama, ortopedima, medicinskim stručnjacima, ključni je faktor

uspjeha i cijenjenosti kompanije *Gloria*® u cijelom svijetu

● Cjelokupan program *Gloria*® medicinskih čarapa rutinski je provjeravan na Hohenstein Research Institute, posjeduje RAL standarde, član je GGG udruženja, posjeduje CE kriterije

● Certifikat UNI EN ISO 9002.

medi*plus***+**

Zagreb • Trakošćanska 6

Tel: 36 88 680

Fax: 36 88 690

medi-plus@zg.t-com.hr

www.mediplus.hr